

## Naléhavé bezpečnostní upozornění pro terén

### Stažení lanového zámku k zařízení Redcord Axis

Datum: 14.4.2016

Číslo FSCA: 16/12827

Typ opatření: Výměna zařízení

### **Naléhavá bezpečnostní informace:**

**Popis zařízení, kterého se týká:**



*Lanový zámek s plastovou západkou*



*Lanový zámek s kovovou západkou*

Společnost Redcord doporučuje všem zákazníkům, kteří zakoupili přístroj Redcord Axis, aby okamžitě přestali používat lanový zámek dodávaný se zařízením Redcord Axis.

Výrobek, kterého se týká:

18700/110030

Lanový zámek, který je součástí zařízení Redcord Axis

#### **Popis závady:**

Společnost Redcord obdržela informace, že některé lanové zámky dodávané se zařízením Redcord Axis při používání praskly. U některých těchto zámků byla zjištěna vada materiálu.

#### **Doporučené opatření, které má uživatel přijmout:**

Všem našim zákazníkům a uživatelům, kteří Redcord Axis vlastní, velmi doporučujeme lanový zámek vyměnit.

Společnost Redcord Vám nabízí možnost vyměnit tento lanový zámek za nový typ pojistky, který jsme vyvinuli.

Pro veškeré další informace a s dalšími dotazy v této věci se obraťte na svého místního dodavatele výrobků značky Redcord.

Velmi se omlouváme za veškeré nepříjemnosti, které Vám tímto způsobíme.

**Redcord AS**  
P.O. Box 55  
NO-4920 Staubø  
Norway  
phone +47 37 05 97 70  
fax +47 37 05 97 80  
NO 960 304 977 MVA

[www.redcord.com](http://www.redcord.com)

**Rozeslání naléhavého bezpečnostního oznámení:**

Toto oznámení je nezbytně nutné předat všem organizacím, které by měly být informovány nebo společností, u kterých by potenciálně hrozilo riziko této závady. Prosím věnujte pozornost tomuto oznámení plynoucí z tohoto problému po náležitou dobu a ujistěte se o efektivnosti nápravného opatření.

Děkujeme za Vaši důkladnou pozornost týkající se uvedené skutečnosti a Vaši další spolupráci.

**Referenční osoba:**

Eirik Lynghaug

President / CEO

Redcord AS

**Kontaktní osoba:**

Alice Hamáčková


Jednatelka

Ahama s.r.o.

Podpisy potvrzují, že tato zpráva byla oznámena příslušnému Regulačnímu Úřadu.

(Closing paragraph)

Podpis



Podpis



**Redcord AS**  
P.O. Box 55  
NO-4920 Staube  
Norway  
phone +47 37 05 97 70  
fax +47 37 05 97 80  
NO 960 304 977 MVA

[www.redcord.com](http://www.redcord.com)